

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO

"REPROCESAMIENTO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE TRAUMATOLOGÍA EN PRÉSTAMO"

INTRODUCCIÓN

En varias ocasiones, en nuestro hospital, se ha detectado material que no cumple con los requisitos mínimos de limpieza a la llegada y salida de éste, al mismo. Es decir, sin haber sido procesado por el personal de la Central de Esterilización (CE).

Ante esta situación, surge la necesidad de normalizar el circuito que realizan los productos médicos reprocesables en tránsito (PMRT), con el fin de obtener un producto médico seguro y que cumpla con las normas de trazabilidad de dichos productos.

OBJETIVOS

Seguir prácticas de manipulación seguras.

Lograr un reprocesamiento eficaz y un mantenimiento adecuado del instrumental en préstamo.

Entregar en quirófano de COT un producto reprocesado a través de métodos validados.

Devolver a la distribuidora de PMRT, un producto termodesinfectado acompañado de un documento propio que lo certifique.

MATERIAL Y MÉTODO

1. Protocolizamos y sistematizamos todos los tipos de lavado, cumpliendo con los estándares de calidad, realizándose controles de carga diarios en los procesos de limpieza de instrumental quirúrgico.
2. Garantizamos el proceso de esterilización, mediante la monitorización de controles físicos, químicos y biológicos.
3. Introducimos todo PMRT que llega al hospital en el sistema de trazabilidad informático de la CE. Teniendo así, un control integral del producto a lo largo de todas las fases del reprocesamiento para poder reconstruir las condiciones en las que se realizó el proceso.
4. Realizamos formación continuada para el personal de la CE con el objetivo de que esté cualificado y actualizado en las buenas prácticas de reprocesamiento de productos médicos.
5. Diseñamos un certificado de descontaminación propio de la CE del hospital que ha sido aprobado por una comisión quirúrgica, y que acompaña al PMRT.

SECI RESULTADOS

SANICONGRESS®

Santiago de Léiz, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com

NO INDICAR NI AUTORES NI CENTRO DE TRABAJO

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

Queda establecido un procedimiento para un reprocesamiento seguro y eficaz de los instrumentos en préstamo, que garantiza la seguridad del paciente y del personal del hospital.

CONCLUSIONES

Con estos procedimientos estaremos más cerca de conseguir la excelencia en las intervenciones de traumatología y cirugía ortopédica.

BIBLIOGRAFÍA

- 1.Manual de gestion de los procesos de esterilización y desinfeccion del material sanitario. Instituto Nacional de la Salud, INSALUD, Madrid 1998.
- 2.Cantalapiedra MJ. La esterilización y la nueva legislación de productos sanitarios. RD 414/ 96 de Productos Sanitarios y RD 643/ 93 sobre productos sanitarios implantables activos.El Autoclave. 1999;2:26-8.
- 3.Criado Alvarez JJ. Normativa y calidad en la central de estrilizacion. Rev calidad asistencial. 2006;21(2): 110-5.

SECRETARÍA TÉCNICA:

SANICONGRESS®

Santiago de Lés, 8. 46014 Valencia

Tel.: +34 902 190 848

sanicongress@35enfermeriatraumatologia.com

www.35enfermeriatraumatologia.com